

# Auffahrrampe ALTEC-2

## zum Beladen von Patienten in Rollstühlen



Die klappbare Auffahrrampe aus Leichtmetall kann an seitlichen **Haltegriffen** ausgezogen und einfach ausgeklappt werden.

**Breite: 80 cm**  
Lieferbar in Längen von  
**2,4 Meter oder 2,8 Meter**

Eine **Gaszugfeder** hebt einen Teil des Rampengewichtes auf und **erleichtert das Einklappen** erheblich.

Die Oberfläche bleibt **durch** eine **Graepel-Lochung** auch bei nasser Witterung **rutschfest**.



Nach dem Hochklappen **klinkt** die Rampe **automatisch ein** und ist so gesichert.

## Beratung und Verkauf



CH-5506 Mägenwil

Feldstrasse 2

Tel: 062 889 70 00 Fax: 062 889 70 01 info@wb-ag.ch

# Teleskopische Auffahrschienen für die Beladung von Personen in Rollstühlen



Die teleskopischen Schienen sind handlich an Griffen zu transportieren Die Oberfläche ist rutschfest ausgeführt.



Nutzlänge der Schienen:  
**2,0 Meter, 2,5 Meter oder 3 Meter**

In der Regel werden die Schienen vertikal gelagert. So wird die Sicht nach hinten nicht beeinträchtigt.

Auf Wunsch mit zusätzlichem Zapfen und verstärkter Heckschwelle erhältlich.



Gewicht pro Einzelschiene  
(je nach Länge): 6,6 / 8,0 / 9,5 kg

**Beratung und Verkauf:**



CH-5506 Mägenwil  
Feldstrasse 2